


# プチピエゾチップ お買い得キャンペーン




キャンペーン期間：平成29年2月20日まで

## プチピエゾのチップは




深いポケット用ほどチップ形状が丸く断面も小さくなり、根面により優しくなります。  
深いポケット用ほど振幅が小さくなるように設計されており、根面により優しいスケーリング・ルートプレーニングができます。



ユニットのインストルメントハンガーをご確認ください。お手元のスケーラーもプチピエゾかもしれません。プチピエゾユニットビルトインのチップも共通です。

※ビルトインの光無しタイプには、PL3チップをご使用いただけません。



デントクラフト プチピエゾ



グランドピエゾ


Aチップ	Pチップ	PSチップ	PL3チップ	プチピエゾハンドピース
<p>チップ断面 チップ振幅</p> <p>歯肉縁上のスケーリング用。</p>	<p>チップ断面 チップ振幅</p> <p>3mmまでの浅いポケットのスケーリング用。</p>	<p>チップ断面 チップ振幅</p> <p>8mmまでのポケットのスケーリング・ルートプレーニング用。</p>	<p>チップ断面 チップ振幅</p> <p>深いポケットのデブライメント用。プロービングする感覚でポケット奥深くまで到達します。</p>	
<p>定価 ¥12,000-</p> <p>↓</p> <p>883657</p> <p>キャンペーン特別定価</p>	<p>定価 ¥15,300-</p> <p>↓</p> <p>883739</p> <p>キャンペーン特別定価</p>	<p>定価 ¥16,200-</p> <p>↓</p> <p>883746</p> <p>キャンペーン特別定価</p>	<p>定価 ¥19,600-</p> <p>↓</p> <p>883778</p> <p>キャンペーン特別定価</p>	<p>定価 ¥65,000-</p> <p>↓</p> <p>791842</p> <p>キャンペーン特別定価</p>

[プチピエゾ]一般的名称:歯科用多目的超音波治療器 承認番号:21000BZY00526000(管理 特管) [グランドピエゾ]一般的名称:超音波歯周用スケーラー 認証番号:218ALBZX00006000(管理 特管) 製造販売元:(株)ヨシダ 東京都台東区上野7-6-9

## チップ消耗ガイド

### ご使用のチップは磨耗していませんか?

チップが磨耗すると、振幅の制御が難しくなり、スケーリングに時間がかかるなど、プチピエゾの性能を十分に発揮できなくなります。右のチップ消耗ガイドでご確認ください。



**プチピエゾチップ お買い得キャンペーン ご注文書**

貴医院名 \_\_\_\_\_

ご住所 \_\_\_\_\_

TEL ( ) \_\_\_\_\_

キャンペーンコードNo.	商品名	ご注文数
883657	プチピエゾ用チップA トルクレンチ付 単品	本
883739	プチピエゾ用チップP トルクレンチ付 単品	本
883746	プチピエゾ用チップPS トルクレンチ付 単品	本
883778	プチピエゾ用チップPL3 トルクレンチ付 単品	本
791842	プチピエゾ ハンドピース	本

取扱店名

新田歯科器材